

MEDIZINTECHNISCHE  
INSTRUMENTE

**EISOLD**

INSTRUMENTE AUS MEISTERHAND – DIREKT VOM HERSTELLER



Made in Germany

*NEU IM PROGRAMM*

**BD-FIX**

ANLEGEZANGE  
FÜR BULLDOGKLEMMEN



### BD-FIX – Die neue Anlegezange für Bulldogklemmen in bewährter EISOLD-Qualität.

Die Anlegezange für Bulldogklemmen ist eine Eigenentwicklung der Firma Eisold und in ihrer Art unverwechselbar. Die robuste Ausführung aus rostfreiem Edelstahl sowie der ergonomisch geformte Handgriff mit fein justierbarer Raste ermöglichen eine sichere Handhabung. Die beiden Fixieraufnahmestifte und die Fixieraufnahmebohrungen sind äußerst präzise gearbeitet und sorgen für perfekten Halt während der Anwendung. Die Anlegezange verfügt über einen LuerLock-Anschluss, mit dem der Schaft gespült werden kann. Der Schaft mit LuerLock-Anschluss ist drehbar und hat einen Durchmesser von 10 mm.


EISOLD MEDIZINTECHNISCHE INSTRUMENTE legt größten Wert auf Präzision und Sicherheit in der Anwendung. Strikte Qualitätssicherung, exakte Prüfverfahren und lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleisten einen hohen Produktionsstandard, auf den Sie sich jederzeit verlassen können.



Fixieraufnahmestifte



LuerLock-Anschluss



Raste



Bulldogklemme in der Fixieraufnahme



Fixieraufnahmebohrung



Zahnung

#### Bulldogklemmen (gerade)



17 mm E-773



25 mm E-774



45 mm E-771



60 mm E-772

#### Bulldogklemmen (gebogen)



17 mm E-776



25 mm E-777



45 mm E-778



60 mm E-779

#### Bulldogklemmen (Satinsky, 60 mm, Maul 2x3 Zähne)



gerade  
EST-880



gewinkelt  
EST-881

Sondermodelle unserer Bulldogklemmen auf Anfrage

HAUPTSTR. 18a – 20  
78582 BALGHEIM  
GERMANY

TELEFON 0 74 24 – 56 51  
TELEFAX 0 74 24 – 50 14 74

[www.eisold-instruments.de](http://www.eisold-instruments.de)  
[eisold-instruments@t-online.de](mailto:eisold-instruments@t-online.de)

---

MEDIZINTECHNISCHE  
I N S T R U M E N T E

---

**EISOLD**

